

Medesa

HEMATOLOGIE automatizace



Medesa


Hematologická linka CAL-6000:

CAL 6000 = BC-6000 + BC-6000 + SC-120 + dopravník

CAL 6000 = BC-6200 + BC-6200 + SC-120 + dopravník



CAL-6000



- Kapacita zásobníku: BC-6000/6200
- Kapacita zásobníku SC-120

100 vzorků
70 vzorků

SC-120

Nátěrový a barvicí automat

Výkonnost

120 skel/hodinu

Objem vzorku

200 μL (AL)

40 μL (Mikro mód)

Kapacita zásobníku

50 vzorků pro CAL 8000

70 vzorků pro CAL 6000


Barvicí protokol

Wright stain, Wright-Giemsa stain,

May-Grunwald-Giemsa stain



Vložení zásobníků



Vložení čistých skel



Medesa

Instalace CAL-6000



Medesa

Děkuji za pozornost

