



REALY

Medesa

# SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test

chromatografický test využívající monoklonální protilátky  
proti SARS-Cov-2, konjugované s koloidním zlatem




**Odběr vzorku:** výtěr z nosohltanu (nejpřesnější stanovení), výtěr z nosu, výtěr z hrdla



**Obsah kitu:** testovací kazetky, sterilní výtěrový tampón, extrakční zkumavky, stojánek na zkumavky, stříčka s filtrem, extrakční pufr, příbalový leták

**LoD:** 1250 TCID<sub>50</sub> /ml tzn. 800 kopií/ml

## Jednoduchá příprava



5 kapek



## Rychlé vyhodnocení


10 min



Pozitivní



Negativní



Neplatný

**Citlivost testu 96,17%**

95% CI: 92,51% - 98,17%

Objednávejte prostřednictvím emailu

[objednavky@medesa.cz](mailto:objednavky@medesa.cz)

	katalogové číslo	balení	skladování
SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test	Ag-25	25 testů	2-30°C

nebo u svého obchodního zástupce

ČECHY

Mgr. Petr Kopřiva

+420 602 156 411

SEVERNÍ MORAVA

Hana Janíková

+420 603 166 616

JIŽNÍ MORAVA

Mgr. Jana Kočnarová

+420 725382497

ZÁPADNÍ ČECHY

Mgr. Daniel Novák

+420 732 638 189

SLOVENSKO

MVDr. Leonard Mišík

+421 903 974 785